


Doctor choice, Patient Focus



PRODUCTS FOR
PERCUTANEOUS DRAINAGE

Cook Medical社は患者さまのQOLの向上をテーマに、真摯な努力を日々重ね、豊富なドレナージ関連製品を提供しています。

- 様々な手技にお使いいただけるドレナージ製品やご希望に添えるようなアクセサリを取り揃えております。
- 患者さまの快適性を考慮したUltrathane®、より容易な挿入を可能にする親水性コーティング、より正確な留置をサポートするエックス線不透過性、多彩なロック機構メカニズムなどのテクノロジーを生かした製品ラインナップとなっております。

Be sure you have the right drainage catheter for each procedure, including your most challenging and complex cases. The choice is yours.


目次

NEFF アクセスセット	3
Dawson-Mueller Multipurpose Drainage Catheter	4
Dawson-Mueller Multipurpose Drainage Catheter — Modified	5
Dawson-Mueller Multipurpose Drainage Catheter Set	6
Multipurpose Pigtail Drainage Catheter Needle Set	7
Ring-McLean Sump Drainage Set – Straight	8
Biliary Drainage Catheter	9
COOK® JCD ダイレータ / COOK® JCD COONSダイレータ	10
COOK® JCDS HC ダイレータ	11



-
- The diagram illustrates the components of the NPAS-105-RH-NT-U catheter assembly, arranged vertically from top to bottom:
- 穿刺針 (チバニードル)**: A black handle with a long, thin needle. A circular inset shows the needle tip.
 - または 穿刺針 (チバニードルEchoTip®)**: A black handle with a long, thin needle. A circular inset shows the needle tip.
 - COPE型マンドリルガイドワイヤ**: A long, thin wire with a coiled tip. Text below indicates it is made of stainless steel or nitinol, with a diameter of 0.018 inch and a length of 60 cm.
 - ステiffeningカニューラ**: A black handle with a long, thin tube.
 - イントロデューサ**: A black handle with a long, thin tube.
 - シース**: A black handle with a long, thin tube.
 - イントロデューサセット 組み立て図**: A black handle with a long, thin tube and a coiled tip. A circular inset shows the tip with a line and a dot. Text below indicates the line is not visible (エックス線不透過性マーカー) for the NPAS-105-RH-NT-U model.


3



Dawson-Mueller Multipurpose Drainage Catheter

- 胆管ドレナージ、腎臓ドレナージ、膵臓ドレナージなど、さまざまな経皮的ドレナージに対応します。(直接穿刺法、セルジンガー法に対応)
- Mac-Loc® ロッキングメカニズムにより、ピッグテイル形状の先端部を固定することができます。
- ピッグテイル形状に固定された先端部は、カテーテルの移動を防ぎます。(カテーテル抜去時には先端部の固定を解除することが可能です)
- カテーテル先端部に施された親水性コーティングは、挿入時の摩擦を軽減します。

構成品



グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 有効長 cm	カテーテル 側孔数	適合 ガイドワイヤ 径 inch
G11018	ULT5.0-18-25-P-5S-CLDM-HC*	5	25	5	.018
G13768	ULT7.0-35-25-P-5S-CLDM-WF-HC	7			.035
G13766	ULT8.5-38-25-P-5S-CLDM-WF-HC	8.5			.038
G13765	ULT10.2-38-25-P-5S-CLDM-WF-HC	10.2			
G13764	ULT12.0-38-25-P-5S-CLDM-WF-HC	12			


*特別注文 (非在庫) 品目です。
販売名: COOKドレナージカテーテルセット
認証番号: 303AABZX00033000



Dawson-Mueller Multipurpose Drainage Catheter — Modified

- 胆管ドレナージ、腎臓ドレナージ、膵臓ドレナージなど、さまざまな経皮的ドレナージに対応します。
- Mac-Loc® ロッキングメカニズムにより、ピッグテイル形状の先端部を固定することができます。
- ピッグテイル形状に固定された先端部は、カテーテルの移動を防ぎます。(カテーテル抜去時には先端部の固定を解除することが可能です)
- セルジンガー法に特化し、ステンレススチール製カニューラ (オブチュレータ付) を付属します。

構成品



セットに固定ディスクは含まれません。

グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 有効長 cm	カテーテル 側孔数	適合 ガイドワイヤ 径 inch
G12876	ULT7.0-35-25-P-5S-CLDM-TONG-050399	7	25	5	.035
G12384	ULT8.5-38-25-P-5S-CLDM-TONG-050399	8.5			.038
G12385	ULT10.2-38-25-P-5S-CLDM-TONG-050399	10.2			
G12638	ULT12.0-38-25-P-5S-CLDM-TONG-050399	12			
G12667	ULT14.0-38-25-P-5S-CLDM-TONG-050399	14			


販売名: COOKドレナージカテーテルセット
認証番号: 303AABZX00033000



Multipurpose Pigtail Drainage Catheter Needle Set

- 胆管ドレナージ、腎臓ドレナージ、膿瘍ドレナージなど、さまざまな経皮的ドレナージに対応します。
- カテーテル素材はポリウレタンを使用しています。
- カテーテル先端はpigtailのループ内に収まる構造です。

構成品



グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 長 cm	カテーテル 側孔数	適合 ガイドワイヤ 径 inch
G04111	DUAN-7.0-18-25.0-PIG	7	25	4	.038

販売名：COOKドレナージカテーテルセット
認証番号：303AABZX00033000



Ring-McLean Sump Drainage Set – Straight

- 膿瘍ドレナージ用カテーテルです。
- ダブルルーメン構造で、スモールルーメンから生理食塩水をフラッシュできます。
- セルジンガー法、直接穿刺法に対応します。
- カテーテル素材はUltrathane®を使用しています。

構成品



セットに固定ディスクは含まれません。

グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 有効長 cm	カテーテル 側孔数	ガイドワイヤ 径/長 inch/cm
G07505	RMSU-12-30	12	30	13	.038/100
G07504	RMSU-16-30	16			


販売名：COOKドレナージカテーテルセット
認証番号：303AABZX00033000



Biliary Drainage Catheter

- 胆管ドレナージ、腎臓ドレナージ、膵臓ドレナージなど、さまざまな経皮的ドレナージに対応します。
- Mac-Loc® ロッキングメカニズムにより、先端部のループを固定することができます。
- カテーテル素材はUltrathane®を使用しています。
- カテーテル先端部に施された親水性コーティングは、挿入時の摩擦を軽減します。


構成品



セットに固定ディスクは含まれません。

グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 有効長 cm	カテーテル 側孔数	適合 ガイドワイヤ 径 inch
G09497	ULT8.5-38-40-P-32S-CLB-RH	8.5	40	32	.038
G09498	ULT10.2-38-40-P-32S-CLB-RH	10.2			
G09499	ULT12.0-38-40-P-32S-CLB-RH	12			

販売名：COOKドレナージカテーテルセット
認証番号：303AABZX00033000




COOK® JCD ダイレータ / COOK® JCD COONSダイレータ

- 本品は、カテーテル等の挿入又は操作のために血管又は組織を拡張するために用います。
- COONS型ダイレータの先端は、スタンダード型より長いテーパ形状です。

グローバル 製品番号	カタログ 番号	ダイレータ 径 Fr	ダイレータ 有効長 cm	適合 ガイドワイヤ 径 inch
スタンダード型ダイレータ				
G00972	JCD5.0-35-20	5	20	.035
G00983	JCD5.0-38-20			.038
G00868	JCD6.0-35-20	6		.035
G00937	JCD6.0-38-20			.038
G00892	JCD7.0-35-20	7		.035
G00973	JCD7.0-38-20			.038
G00980	JCD8.0-38-20	8		.038
G00992	JCD9.0-38-20	9		
G00993	JCD10.0-38-20	10		
G00994	JCD11.0-38-20	11		
G00995	JCD12.0-38-20	12		
G00996	JCD14.0-38-20	14		
G01212	JCD16.0-38-20	16		
COONS 型ダイレータ				
G04115	JCD7.0-38-20-COONS	7	20	.038
G03927	JCD8.0-38-20-COONS	8		
G04568	JCD9.0-38-20-COONS	9		
G03928	JCD10.0-38-20-COONS	10		
G03929	JCD12.0-38-20-COONS	12		
G03932	JCD14.0-38-20-COONS	14		
G03947	JCD16.0-38-20-COONS	16		
G04051	JCD18.0-38-20-COONS	18		
G04264	JCD20.0-38-20-COONS	20		

販売名：COOK JCDダイレータ
認証番号：301AABZX00060000



COOK® JCDS HC ダイレータ

- 0.035 inchワイヤ対応です。
- オーバーザワイヤ構造のダイレータです。
- 本セットは14～26 Frまでのサイズをカバーします。
- 親水性コーティングによって、挿入中の摩擦抵抗を低減します。

グローバル 製品番号	カタログ 番号	適合 ガイドワイヤ inch	ダイレータ 径 Fr	ダイレータ 有効長 cm	親水性 コーティング長 cm	先端 テーパ長 cm
G52833	JCDS-14-EDS-HC	0.035	14	45	25	6
G52834	JCDS-1618-EDS-HC	0.035	16, 18	45	25	7
G52835	JCDS-2022-EDS-HC	0.035	20, 22	45	25	7
G13218	JCDS-2024-EDS-HC	0.035	20, 24	30	15	7
G52836	JCDS-2426-EDS-HC	0.035	24, 26	45	25	7

販売名：COOK JCDダイレータ
 認証番号：301AABZX00060000



製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL : 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4461993000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 76693889, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +66 21688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com