


Precision\* stenting  
from the hilum  
through the papilla.



Available with  
10 cm & 12 cm  
Lengths

Zilver 635<sup>®</sup> Biliary  
SELF-EXPANDING STENT






\*ZILBS-635 留置精度に関する検証試験

# Hilar stenting with a 6 Fr introducer.

6 Fr の細いイントロデューサにより、Zilver の利点をあますことなく肝門部に届けることができます。

Zilver 635 は、ショートニングがほとんどなく、ラディアルフォース、フレキシビリティ、開存性といった重要なステント特性をバランス良く兼ね備えています。スムーズなアクセスと正確なステント留置を容易にし、患者さんの QOL 向上に貢献します。





# Product Specifications

グローバル 製品番号	カタログ 番号	ステント 径 mm	ステント 長 cm	イントロ デューサ 径 Fr	イントロ デューサ 長 cm	ガイドワイヤ <sup>†</sup> 径 inch
G50616	ZILBS-635-6-4	6	4	6	200	0.035
G50619	ZILBS-635-6-6	6	6	6	200	0.035
G50622	ZILBS-635-6-8	6	8	6	200	0.035
G23811	ZILBS-635-6-10	6	10	6	200	0.035
G23812	ZILBS-635-6-12	6	12	6	200	0.035
G50617	ZILBS-635-8-4	8	4	6	200	0.035
G50620	ZILBS-635-8-6	8	6	6	200	0.035
G50623	ZILBS-635-8-8	8	8	6	200	0.035
G23813	ZILBS-635-8-10	8	10	6	200	0.035
G23814	ZILBS-635-8-12	8	12	6	200	0.035
G50618	ZILBS-635-10-4	10	4	6	200	0.035
G50621	ZILBS-635-10-6	10	6	6	200	0.035
G50624	ZILBS-635-10-8	10	8	6	200	0.035
G23815	ZILBS-635-10-10	10	10	6	200	0.035
G23816	ZILBS-635-10-12	10	12	6	200	0.035

<sup>†</sup>最小適合鉗子チャンネル：2.8 mm

販売名：COOK Zilver 胆管用ステント  
承認番号：22400BZX00469000

## 製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社  
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1  
中野セントラルパークイースト  
TEL：03-6853-9470  
[cookmedical.co.jp](http://cookmedical.co.jp)

## Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)  
China: +86 2154519599, [chinacssupport@cookmedical.com](mailto:chinacssupport@cookmedical.com)  
Hong Kong: +852 34721688, [cs.cahk@cookmedical.com](mailto:cs.cahk@cookmedical.com)  
India: +91 4426793000, [india.orders@cookmedical.com](mailto:india.orders@cookmedical.com)  
Japan: +81 368539470, [info-japan@cookmedical.com](mailto:info-japan@cookmedical.com)  
Korea: +822 62923500, [kr.orders@cookmedical.com](mailto:kr.orders@cookmedical.com)  
Malaysia: +603 79621688, [cs.malaysia@cookmedical.com](mailto:cs.malaysia@cookmedical.com)  
Singapore: +65 63207678, [cooksea.cs@cookmedical.com](mailto:cooksea.cs@cookmedical.com)  
Taiwan: +866 266283500, [cooktwn@cookmedical.com](mailto:cooktwn@cookmedical.com)  
Thailand: +662 1688630, [th.orders@cookmedical.com](mailto:th.orders@cookmedical.com)  
SADC: +65 63207600, [sadc\\_cs@cookmedical.com](mailto:sadc_cs@cookmedical.com)  
[cookmedical.com](http://cookmedical.com)

