





Fusion® Quattro® Extraction Balloon

胆管結石の経内視鏡的除去と造影剤注入に使用します。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 長 cm	適合ガイドワイヤ 径 inch	バルーン 径 mm	インジェクションポート の位置	最小適合鉗子 チャンネル mm
G31921	FS-QEB-XL-A	6.6	200	.035	12 15 18 20	バルーン遠位部	3.2*
G31922	FS-QEB-XL-B	6.6	200	.035	12 15 18 20	バルーン近位部	3.2*

注意：本製品は天然ラテックスゴムを使用しているため、アレルギー性症状を起こすことがあります。

* オーバーザワイヤ実施時は 3.2 mm の鉗子口径を使用できます（カテーテル外径 2.2 mm）

販売名：COOKエクストラクションバルーンカテーテル-2

認証番号：230AABZX00086000

Ⅱ 136胆道結石除去用カテーテルセット(2) 経内視鏡バルーンカテーテル ② トリプルルーメン



製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL:03-6853-9470
cookmedical.co.jp