

採卵時に安定した吸引圧を



Cook® アスピレーションシステム

Cook® アスピレーションシステムは、卵子吸引用に
デザイン・製造された精密で安定した真空ポンプです。



Cook® アスピレーションシステム

通常の吸引において、最高 -500 mm Hg までのローフローの吸引圧を、制御しながらかけるために使用します。

- 設定レベルにおいて吸引圧を維持
- 吸引圧の作動を知らせる音量調節式のチャイム
- LED ディスプレイに吸引圧を mmHg および kPa で表示
- フットスイッチによりハンズフリー操作が可能で、作動とともにニードル先端での吸引がすばやく開始
- 疎水性フィルター付きフィルターチューブ付属

グローバル
製品番号

カタログ番号

G49275

K-MAR-5200



Cook® アスピレーションシステム - フィルターチューブ

卵子吸引用ニードルを Cook® アスピレーションシステムに接続する際に使用し、ポンプの汚染を防止します。

- すべての Cook 社製チューブ付き卵子吸引用ニードルに付属しているルアーロックにより、容易な接続が可能
- ディスポーザブルで、患者間の交差汚染のリスクを低減

グローバル
製品番号

カタログ番号

G38692

K-DVLF-240

販売名:クック アスピレーションシステム
承認番号:20200BZY00660000

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4461993000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 76693889, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +66 21688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

