

Access, orientation and security.



Cotton
CannulaTome II®
Protector™

Cotton CannulaTome II®

PRECURVED DOUBLE LUMEN SPHINCTEROTOME

CannulaTome II pcはその優れたオリエンテーションと DomeTip デザインにより、スムーズな膵胆管アクセスをサポートします。さらに、Protector モデルはカッティングワイヤ近位部に絶縁材を施し、これにより EST 時、カッティングワイヤと内視鏡接触によるスパークリスクを軽減します。オン/オフ スライドサイドアームアダプタにより、ガイドワイヤを挿入したままガイドワイヤルーメンから造影が可能です。* (* CT-25M-P のみ)



Cotton CannulaTome II*

PRECURVED DOUBLE LUMEN SPHINCTEROTOME

膵胆管へのカニューレションおよび乳頭括約筋切開術に使用します。

- スムースかつ簡便なアクセスをサポートする Pre-curved DomeTip デザイン
- 3D フォーミングワイヤが手技中の適切なオリエンテーションをサポート
- カuttingワイヤ近位部にコーティングされた Protector 絶縁材は、EST 時の Cuttingワイヤと内視鏡接触によるスパークリスクを抑え、両デバイスの損傷リスクを軽減 (CT-25M-P のみ)
- オン/オフ スライドサイドアームアダプタにより、ガイドワイヤを挿入したまま造影できる機能を実現 (CT-25M-P のみ)

グローバル 製品番号	カタログ 番号	先端の デザイン	Cutting ワイヤ長 mm	Cutting ワイヤの 種類	適合 ガイドワイヤ* 径 inch	カラー コード
Cotton CannulaTome® II PC Protector™						
G49196	CT-25M-P*	DomeTip	25	モノフィラメント	.035	パープル
Cotton CannulaTome® II PC						
G22537	CT-25M	DomeTip	25	モノフィラメント	.035	パープル
CannulaTome II® PC						
G22536	CT-20M	DomeTip	20	モノフィラメント	.035	パープル
G25801	CT-30	DomeTip	30	ブレイデッド	.035	パープル

最小適合鉗子チャンネル：2.8 mm、6 Fr カテーテル。* Tracer Metro Direct ガイドワイヤ (別売) の使用が推奨されます。アクティブコードは別売です。

*販売名：COOKパピロトミーナイフ
認証番号：226AABZX00013000

販売名：パピロトミーナイフ
承認番号：15900BZY00883000

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL：03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

