



Maximise the rail effect with proximal lead control.




One-Tie™
COMPRESSION COIL

One-Tie™ Compression Coil は、当社ロッキングスタイレット¹を標的リード近位部の構成部品と一緒に縛りつけることができ、リード抜去のコントロールを容易にします。リード近位端の One-Tie™ Compression Coil と遠位端のロッキングスタイレット両方をしっかり保持することでトータルリードコントロールが得られます。トータルリードコントロールは、ダイレータシース操作のための安定したガイディングレールを構築します。

¹ 本製品は、Liberator® Beacon® Tip Locking Stylet とのみ使用できます。



www.cookmedical.co.jp



One-Tie™

COMPRESSION COIL

煩雑な縫合糸での結紮は不要になります。操作がシンプルな One-Tie™ は、ペースメーカーリード、除細動器リード、どちらにも使用できます。One-Tie™ Compression Coil はリード抜去の操作をより容易にします。

グローバル 製品番号	カタログ 番号	数量
G31929	LR-OTE-N	1

本製品は、Liberator® Beacon® Tip Locking Stylet とのみ使用できます。

販売名：COOKリード抜去システム
承認番号：22700BZX00054000

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL：03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

