

Amplatz

SUPPORT WIRE GUIDES



Deliver with greater support.

本品は、カテーテル等を血管の目的部位まで導くために使用します。EVARなどのインターベンション治療に適したガイドワイヤーです。

グローバル 製品番号	カタログ番号	径 inch	長さ cm	フレキシブルチップ (先端)の長さ cm	チップカーブの 半径 mm	テーパの 長さ cm
ストレート型交換用						
G19854	THSF-35-260-AUS2	.035	260	7	ストレート	14
カーブ型交換用						
G20320	THSCF-35-260-3-AUS2	.035	260	7	3	14

販売名:クックガイドワイヤー(ヘパリンなし)
承認番号:21500BZY00336000

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktw@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

