

STRAIGHT FIXED CORE WIRE GUIDE



本品は、診断及びインターベンション手技中、カテーテル等を血管系の目的の部位に導くために一時的に使用します。ただし、本品は、心臓・中心循環系に接触せず、かつ心臓・中心循環系を経由しない血管系に限り使用します。

先端が柔軟なため、体内でガイドワイヤを安全に進めることができるとともに、内部組織の損傷を抑えます。

フィックスドコア ガイドワイヤ
ステンレススチール製

グローバル 製品番号	カタログ 番号	径 inch	長さ cm	先端部 形状
G02426	C-SF-15-15	.015	15	ストレート型

販売名：COOKミニガイドワイヤ
認証番号：302AABZX00081000

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL：03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com



販売に関するお問合せ先

株式会社 MEDIK
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町25-7 8F
TEL：03-6264-9961 FAX：03-6264-9962
Email: medinfo@medik.co.jp
medik.co.jp

