

Choose strength.



Hercules®

3 STAGE BALLOON

HerculesはP.E.T. Flex™テクノロジーを採用し、
狭窄部において優れたラディアルフォースを発揮します。



www.cookmedical.com



Hercules®

3 STAGE BALLOON

Hercules® 3段階拡張食道用バルーンは食道狭窄部を内視鏡的に拡張するために使用します。

本品は、滅菌済み再使用禁止の製品です。

- エクスプレスエバキュエーションカテーテルと独自のラピッドデフレーションスリーブの採用により、バルーンの素早いデフレーション*を実現します
- 耐キンク性のナイチノールワイヤー入りカテーテルにより、高い操作性を提供します
- 柔軟な先端チップは食道の損傷を最小限に抑え、強い狭窄部もスムーズに通過することができます
- 視認性の良いバルーンのため、拡張状況の確認が可能です
- 包装ラベルとカテーテルタグに蛍光で記載されたバルーンサイズと推奨拡張圧・最大拡張径は暗所での確認が容易です

グローバル 製品番号	カタログ番号	バルーン 拡張時 外径 mm	バルーン 拡張時 外径 Fr	バルーン長 cm	圧 ATM	圧 PSI
G31928	HBD-8-9-10	8-9-10	24-27-30	8	4-6-8	60-90-120
G31925	HBD-10-11-12	10-11-12	30-33-36	8	2-4-6	30-60-90
G31926	HBD-12-13.5-15	12-13.5-15	36-40.5-45	8	2-4-6	30-60-90
G48732	HBD-15-16.5-18	15-16.5-18	45-49.5-54	8	2-4-6	30-60-90
G31927	HBD-18-19-20	18-19-20	54-57-60	8	2-4-6	30-60-90

注: カテーテルサイズ 7 Fr, カテーテル長 180 cm, 鉗子チャンネル最小径 2.8 mm

* 圧ゲージ付き 60 ml (cc) シリンジ使用時。(Data on file, Cook Medical.)

販売名: COOK食道拡張用バルーンダイレクター
届出番号: 13B1X10023ES0001

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktw@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

