

Access, orientation and security.



Tri-Tome pc[®]
Protector[™]

Tri-Tome pc[®]

PRECURVED TRIPLE LUMEN SPHINCTEROTOME

Tri-Tome PC はその優れたオリエンテーションと DomeTip デザインにより、スムーズな膵胆管アクセスをサポートします。また、それぞれ独立したトリプルルーメン構造は、ガイドワイヤを挿入したまま造影を可能とします。さらに、Protector モデルはカッティングワイヤ近位部に絶縁材を施し、これにより EST 時、カッティングワイヤと内視鏡接触によるスパークリスクを軽減します。



Tri-Tome pc[®]

TRIPLE LUMEN SPHINCTEROTOME

膵胆管へのカニュレーションおよび乳頭括約筋切開術に使用します。

- スムースかつ簡便なアクセスをサポートする Pre-curved DomeTip デザイン
- 3D フォーミングワイヤが手技中の適切なオリエンテーションをサポート
- カuttingワイヤ近位部にコーティングされた Protector 絶縁材は、EST 時の Cuttingワイヤと内視鏡接触によるスパークリスクを抑え、両デバイスの損傷リスクを軽減 (TRI-25M-P のみ)

グローバル 製品番号	カタログ 番号	先端の デザイン	Cutting ワイヤ長 mm	Cutting ワイヤの 種類	適合 ガイドワイヤ* 径 inch	カラー コード
Tri-Tome pc [®] Protector™						
G49197	TRI-25M-P*	DomeTip	25	モノフィラメント	.035	パープル
Tri-Tome pc [®]						
G22584	TRI-20M	DomeTip	20	モノフィラメント	.035	パープル
G22556	TRI-30	DomeTip	30	ブレイデッド	.035	パープル
G22557	TRI-30M	DomeTip	30	モノフィラメント	.035	パープル

最小適合鉗子チャンネル：2.8 mm、7 Fr カテーテル。* Tracer Metro Direct ガイドワイヤ (別売) の使用が推奨されます。アクティブコードは別売です。

*販売名：COOKパピロトミーナイフ
認証番号：226AABZX00013000

販売名：パピロトミーナイフ
承認番号：15900BZY000883000

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL：03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

