

Micropuncture®

INTRODUCER SET




【使用目的又は効果】

本品は、造影用器材・生検用器材・異物除去用器材等を経皮的に体内へ挿入するためのセットである。



10 cm Silhouette Transitionless
シースイントロデューサ



40 cm ナイチノール製ワイヤ
(先端部：プラチナ製コイル)



21G、7 cm EchoTip® 針

グローバル 製品番号	カタログ番号	シース 外径 / 内径 Fr	シース 長さ cm	ガイドワイヤ 径 / 長さ inch/cm	ニードル ゲージ / cm	
G47944	MPIS-401-NT-U-SST	4/3	10	.018/40	21/7	スタンダード型
G48004	MPIS-401-10.0-SC-NT-U-SST	4/3	10	.018/40	21/7	スティッフ型

製品名：マイクロパンクチャーイントロデューサーセット
販売名：シースセット
承認番号：21500BZY00337000

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4461993000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 76693889, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +66 21688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

