




本品は、トイボーストサイドアームアダプタ付きガイディングシース（以下、「ガイディングシース」という。）及びダイレータから構成されるセットである。

ガイディングシースの先端がストレートのFLEXOR SHUTTLE ガイディングシースセットとカーブしているFLEXOR ANSEL ガイディングシースセットの2種類がある。

シースサイズ早見表



ANSEL先端形状



グローバル 製品番号	カタログ番号	サイズ Fr	内径 inch / mm	適合ガイドワイヤ径 inch	有効長 cm	親水性コーティング長 cm	
						ガイディングシース	ダイレータ

Flexor® Shuttle® Guiding Sheath

G48190	KSAW-4.0-18/35-90-RB-SHTL-HC	4	0.0595 / 1.51	0.018 / 0.035	90	25	8		
G48193	KSAW-4.0-18/35-110-RB-SHTL-HC				110				
G48194	KSAW-5.0-18/38-110-RB-SHTL-HC				110				
G30009	KSAW-5.0-18/38-90-RB-SHTL-HC	5	0.074 / 1.88	0.018 / 0.038	90	25	8		
G13539	KSAW-6.0-38-80-RB-SHTL-HC				6			0.087 / 2.21	80
G13264	KSAW-6.0-38-90-RB-SHTL-HC								90
G13338	KSAW-7.0-38-80-RB-SHTL-HC	7	0.100 / 2.54	0.038	80	25	8		
G12835	KSAW-7.0-38-90-RB-SHTL-HC				90				
G12836	KSAW-8.0-38-90-RB-SHTL-HC				8			0.113 / 2.87	90

Flexor® Ansel® Guiding Sheath

G29995	KSAW-5.0-18/38-55-RB-ANL1-HC	5	0.074 / 1.88	0.018 / 0.038	55	30	6
G30120	KSAW-5.0-18/38-55-RB-ANL2-HC						
G29996	KSAW-6.0-18/38-55-RB-ANL1-HC	6	0.087 / 2.21	0.038	55	30	6
G29997	KSAW-6.0-18/38-55-RB-ANL2-HC						
G29998	KSAW-6.0-18/38-55-RB-ANL3-HC						
G29999	KSAW-7.0-18/38-55-RB-ANL1-HC	7	0.100 / 2.54	0.038	55	30	6
G30000	KSAW-7.0-18/38-55-RB-ANL2-HC						

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
 〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
 中野セントラルパークイースト
 TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
 China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
 Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
 India: +91 4461993000, india.orders@cookmedical.com
 Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
 Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
 Malaysia: +603 76693889, cs.malaysia@cookmedical.com
 Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
 Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
 Thailand: +66 21688630, th.orders@cookmedical.com
 SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

