

# Slide through tortuous anatomy.



## Roadrunner<sup>®</sup> PC

HYDROPHILIC WIRE GUIDE

### Slippery coating

良質なコーティングによりトラッカビリティ及びプッシュビリティを最大限に発揮します。

### Increased visibility

プラチナ製の先端部は視認性を高め、安全かつ円滑に血管の選択ができます。

### Enhanced torquability

先端テーパ型ナイチノール製マンドリルは1:1のトルクコントロールで優れた方向調整を可能にします。


# Roadrunner® PC

HYDROPHILIC WIRE GUIDE

グローバル製品番号	カタログ番号	直径 inch	全長 cm	先端形状
<b>ニンブル型 - Short Taper / Standard Shaft</b>				
G09608	RFSPC-35-180	.035	180	Angled
G09609	RFSPC-35-260		260	
<b>ファーム型 - Long Taper / Stiff Shaft</b>				
G07516	RLPC-35-180	.035	180	Angled
G09535	RLPC-35-260		260	

販売名: クックガイドワイヤー(ヘパリンなし)  
承認番号: 21500BZY00336000

## Olcott Torque Device



Roadrunner PCIには、高トルク性能ガイドワイヤーの方向調整を容易にするオルコットトルクデバイス(販売名: COOKオルコットトルクデバイス 届出番号: 13B1X10023PI0003)が同梱包装されています。

### 製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社  
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1  
中野セントラルパークイースト  
TEL: 03-6853-9470  
[cookmedical.co.jp](http://cookmedical.co.jp)

### Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)  
China: +86 2154519599, [chinacssupport@cookmedical.com](mailto:chinacssupport@cookmedical.com)  
Hong Kong: +852 34721688, [cs.cahk@cookmedical.com](mailto:cs.cahk@cookmedical.com)  
India: +91 4426793000, [india.orders@cookmedical.com](mailto:india.orders@cookmedical.com)  
Japan: +81 368539470, [info-japan@cookmedical.com](mailto:info-japan@cookmedical.com)  
Korea: +822 62923500, [kr.orders@cookmedical.com](mailto:kr.orders@cookmedical.com)  
Malaysia: +603 79621688, [cs.malaysia@cookmedical.com](mailto:cs.malaysia@cookmedical.com)  
Singapore: +65 63207678, [cooksea.cs@cookmedical.com](mailto:cooksea.cs@cookmedical.com)  
Taiwan: +866 266283500, [cooktw@cookmedical.com](mailto:cooktw@cookmedical.com)  
Thailand: +662 1688630, [th.orders@cookmedical.com](mailto:th.orders@cookmedical.com)  
SADC: +65 63207600, [sadc\\_cs@cookmedical.com](mailto:sadc_cs@cookmedical.com)  
[cookmedical.com](http://cookmedical.com)

