

# Advance® 35LP


## LOW-PROFILE PTA BALLOON DILATATION CATHETER

本品は、経皮的血管形成術（PTA）における狭窄性血管の拡張に用います。（対象血管は電子化された添付文書をご確認ください。）



### 品番説明

PTA5-35-80-4-4.0



販売名：Advance LP PTA バルーン拡張式カテーテル  
販売名：Advance LP PTAバルーン拡張式カテーテル  
承認番号：22500BZX00076000

グローバル 製品番号	カタログ番号	拡張 バルーン径 mm	バルーン長 cm	適合シース Fr	推奨拡張圧 atm	定格破裂圧 (RBP) atm
G52331	PTA5-35-80-4-2.0		2			
G52332	PTA5-35-80-4-4.0	4	4			
G52333	PTA5-35-80-4-8.0		8			
G52337	PTA5-35-80-5-2.0		2			
G52338	PTA5-35-80-5-4.0	5	4	5	10	15
G52340	PTA5-35-80-5-8.0		8			
G52344	PTA5-35-80-6-2.0		2			
G52345	PTA5-35-80-6-4.0	6	4			
G52347	PTA5-35-80-6-8.0		8			
G52351	PTA5-35-80-7-2.0		2			
G52352	PTA5-35-80-7-4.0	7	4	5	8	12
G52354	PTA5-35-80-7-8.0		8			
G52358	PTA5-35-80-8-2.0		2			
G52359	PTA5-35-80-8-4.0	8	4			
G52361	PTA5-35-80-8-8.0		8	6	8	11
G52366	PTA5-35-80-9-4.0	9	4			
G52373	PTA5-35-80-10-4.0	10	4			

0.035 inch 径のガイドワイヤに適合

### 製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社  
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1  
中野セントラルパークイースト  
TEL: 03-6853-9470  
cookmedical.co.jp

### Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com  
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com  
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com  
India: +91 4461993000, india.orders@cookmedical.com  
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com  
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com  
Malaysia: +603 76693889, cs.malaysia@cookmedical.com  
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com  
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com  
Thailand: +66 21688630, th.orders@cookmedical.com  
SADC: +65 63207600, sadc\_cs@cookmedical.com  
cookmedical.com

