

Capture the most
challenging stones.



NCircle®

ナイチノールチップレス結石エクストラクタ

NCircle®

ナイチノールチップレス結石エクストラクタ

結石の除去では、常に視野を調整しながら粘膜への外傷を低減し、結石周辺でバスケットを操作しなければならないため、操作が困難になりがちです。Cook Medical は、結石除去のこれらの問題に対応するために N サークルナイチノールチップレス結石エクストラクタを設計しました。

デルタワイヤテクノロジー

N サークルナイチノールチップレス結石エクストラクタデルタワイヤは独特の形状により、可能な限り嵩の大きいバスケットを構築することを可能にします。ワイヤの径を大きくしたことにより、バスケットのラディアルフォースが増強され半径方向力への拡張力が増しています。細径のフレキシブルシースによって、軟性尿管鏡挿入時に、軟性尿管鏡の屈曲を妨げず、灌流も向上します。

Features

外傷の低減

適切なコントロール

ナイチノールの特性

高い柔軟性

Benefits

バスケットがチップレス構造であるため、粘膜に直に接して配置することができます。これにより外傷による出血量を低減し、良好な作業視野を維持することが可能になります。

N サークルは、軟性尿管鏡の視野範囲内で操作できるよう設計されています。

ナイチノール製ワイヤの形状記憶特性と弾力性により、バスケットが完全に開き、腎杯の底部に達することが可能になります。適切な結石の捕捉を可能にします。

シースが柔軟なため、軟性尿管鏡の屈曲を妨げません。

グローバル 製品番号	カタログ番号	Fr	長さ cm	バスケット径 cm
Nサークル ナイチノールチップレス結石エクストラクタデルタワイヤ				
G19110	NTSED-024115-UDH	2.4	115	1.0
モディファイドバスケット				
G19111	NTSED-024115-UDH-MB	2.4	115	2.0
Nサークル ナイチノールチップレス結石エクストラクタ				
G46206	NTSE-015115	1.5	115	1.0
G18778	NTSE-022115-UDH	2.2	115	1.0
G49620	NTSE-030065	3.0	65	1.0
G17627	NTSE-030115-UDH	3.0	115	1.0
G17520	NTSE-045065-UDH	4.5	65	2.0
モディファイドバスケット				
G18777	NTSE-022115-UDH-MB	2.2	115	2.0
G17872	NTSE-030115-UDH-MB	3.0	115	2.0

径表示換算 (約) : 1mm = 3 French

販売名: COOK 泌尿器用 尿路結石異物除去用カテーテル
 認証番号: 219AABZX00263000



製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL : 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com