

# Hold like a basket and release like a grasper.



## NGage<sup>®</sup>

ナイチノール結石エクストラクタ

### ナイチノール製

完全かつ確実にエクストラクタを開いて大きな結石や破砕片を除去し、必要な時に結石を解放します。

### バスケット径の選択が可能

バスケット径 8 mm サイズは、8 mm 未満の結石を捕捉でき、バスケット径 11 mm サイズは、11 mm 未満の結石を捕捉する事が可能です。

### 細い外径

より多くの流量を確保し、視認性を向上させると共に、軟性尿管鏡による操作性を改善しています。



## NGage®

ナイチノール結石エクストラクタ

尿管結石の除去にはNGage (Nゲージ) ナイチノール結石エクストラクタをご使用ください。Nゲージは、結石用バスケットの様に結石を捕捉し、把持鉗子の様に結石をリリースする事が出来ます。このデザインにより、尿路内の様々な結石の捕捉・解放操作を可能にします。

グローバル 製品番号	カタログ 番号	Fr	シース長さ cm	バスケット径 mm
G48294	NGE-017115	1.7	115	8
G48295	NGE-017115-MB	1.7	115	11
G48297	NGE-022115	2.2	115	8
G48296	NGE-022115-MB	2.2	115	11

販売名：COOK 泌尿器用 尿路結石異物除去用カテーテル  
 認証番号：219AABZX00263000

#### 製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社  
 〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1  
 中野セントラルパークイースト  
 TEL: 03-6853-9470  
[cookmedical.co.jp](http://cookmedical.co.jp)

#### Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)  
 China: +86 2154519599, [chinacssupport@cookmedical.com](mailto:chinacssupport@cookmedical.com)  
 Hong Kong: +852 34721688, [cs.cahk@cookmedical.com](mailto:cs.cahk@cookmedical.com)  
 India: +91 4426793000, [india.orders@cookmedical.com](mailto:india.orders@cookmedical.com)  
 Japan: +81 368539470, [info-japan@cookmedical.com](mailto:info-japan@cookmedical.com)  
 Korea: +822 62923500, [kr.orders@cookmedical.com](mailto:kr.orders@cookmedical.com)  
 Malaysia: +603 79621688, [cs.malaysia@cookmedical.com](mailto:cs.malaysia@cookmedical.com)  
 Singapore: +65 63207678, [cooksea.cs@cookmedical.com](mailto:cooksea.cs@cookmedical.com)  
 Taiwan: +866 266283500, [cooktwn@cookmedical.com](mailto:cooktwn@cookmedical.com)  
 Thailand: +662 1688630, [th.orders@cookmedical.com](mailto:th.orders@cookmedical.com)  
 SADC: +65 63207600, [sadc\\_cs@cookmedical.com](mailto:sadc_cs@cookmedical.com)  
[cookmedical.com](http://cookmedical.com)

