


Haber RAMP™ Catheter

経内視鏡的に膵胆管へ挿入し、造影するために使用します。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 先端径 Fr	先端形状	カテーテル 長 cm	ガイドワイヤ 径 inch	製品仕様	最小適合鉗子 チャンネル mm
G25194	HRC-1	8	6	テーパ	200	.035	トリプル ガイドワイヤ ルーメン	3.2

販売名: COOK ERCPカテーテル
 認証番号: 226AABZX00188000
 保険算定不可



製造販売元
 クックメディカルジャパン合同会社
 〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
 中野セントラルパークイースト
 TEL: 03-6853-9470
 cookmedical.co.jp