


## CytoMax II® Double Lumen Biliary Cytology Brush

胆管系の細胞採取に使用します。

- ダブルルーメンのため、細胞採取時も目標部位へガイドワイヤによるアクセスが可能
- Mark V System® 採用により、先端から 5、10、15 cm の位置の内視鏡下での視認性を確保し、カニキュレーション深度を表示



グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 長 cm	ガイドワイヤ 径 inch	ブラシ 径 mm	ブラシ 長 cm	フィリフォーム チップ長 cm	最小 適合鉗子 チャンネル mm
G22672	DLB-21-1.5-S	6.5	200	.021*	3	2.5	1.5	2.8
G22673	DLB-21-3.5-S	6.5	200	.021*	3	2.5	3.5	2.8
G22674	DLB-35-1.5-S	8	200	.035	3	2.5	1.5	3.2
G22675	DLB-35-3.5-S	8	200	.035	3	2.5	3.5	3.2
G24741	DLB-35-S	8	200	.035	3	2.5	無	3.2

\*Tracer Metro® Direct™ Wire Guide (METII-21-480) (10 頁) (別売) の使用が推奨されます。

販売名: COOK生検ブラシ  
届出番号: 13B1X10023ES0005  
保険算定不可