



Soehendra® Biliary Dilation Catheter

本品はカテーテル導入のため、胆管狭窄部を拡張する目的で使用されます。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 外径 Fr	カテーテル チップ外径 Fr	カテーテル 有効長 cm	チップ長 cm	適合ガイドワイヤ 径 inch	最小適合鉗子 チャンネル mm
G21571	SBDC-6	6	4	195	4	0.035	2.8
G21573	SBDC-7	6.9	4	195	4	0.035	2.8
G50800	SBDC-7E	6.9	4	278	4	0.035	2.8
G22062	SBDC-8.5	8.4	5	195	4	0.035	3.2
G21576	SBDC-9	9	6	195	4	0.035	3.7
G21729	SBDC-10	9.6	6	195	4	0.035	3.7
G22046	SBDC-11.5	11.4	7	195	4	0.035	4.2

販売名：COOK Soehendra 胆管拡張用カテーテル
 認証番号：305AABZX00029000
 保険算定不可