


## Tri-Ex® Triple Lumen Extraction Balloon

胆管結石の経内視鏡的除去に使用します。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 先端径 Fr	カテーテル 長 cm	バルーン 径 mm	ガイドワイヤ 径 inch	インジェクション ポート	最小適合鉗子 チャンネル mm
G22530	TX-8.5-A	7	5	200	8.5	.035	上方造影 バルーン	2.8
G22531	TX-8.5-B	7	5	200	8.5	.035	下方造影 バルーン	2.8
G22532	TX-12-A	7	5	200	12	.035	上方造影 バルーン	2.8
G22533	TX-12-B	7	5	200	12	.035	下方造影 バルーン	2.8
G22534	TX-15-A	7	5	200	15	.035	上方造影 バルーン	2.8
G22535	TX-15-B	7	5	200	15	.035	下方造影 バルーン	2.8

注意：本製品は天然ゴムラテックスを使用しているため、アレルギー反応を惹起する場合があります。

販売名：COOKエクストラクションバルーンカテーテル-2

認証番号：230AABZX00086000

II 136胆道結石除去用カテーテルセット (2)経内視鏡バルーンカテーテル ②トリプルルーメン



製造販売元  
クックメディカルジャパン合同会社  
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1  
中野セントラルパークイースト  
TEL:03-6853-9470  
cookmedical.co.jp