





The Web® II Double Lumen Extraction Basket

胆管結石と異物の経内視鏡的除去に使用します。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 有効長 cm	ガイドワイヤ 径 inch	マルチフィラメント バスケットサイズ cm	最小適合鉗子 チャンネル mm
G22303	MSB-35-2X4	8	185	.035	2 x 4	3.2

*Tracer Metro® Direct™ Wire Guide (METII-21-480-J) (4 頁) (別売) の使用が推奨されます。
Soehendra® Lithotripter Handle (36 頁) (別売) や他の碎石機と併用しないこと。

販売名: COOKエクストラクションバスケットカテーテル

認証番号: 228AABZX00065000

II 136胆道結石除去用カテーテルセット (3) 採石用バスケットカテーテル