


Memory Basket® 5 Fr Hard Wire

胆管結石と異物の経内視鏡的除去に使用します。

- 形状を維持するモノフィラメントワイヤのバスケット構造
- 採石を容易にする回転式ピンバイスハンドル



グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 長 cm	モノフィラメント バスケットサイズ cm	ハンドル タイプ	最小適合鉗子 チャンネル mm
G21861	MWB5-1.5X3.5	5	200	1.5 x 3.5	回転式 ピンバイス	2

Soehendra® Lithotripter Handle (49 頁) (別売) や他の砕石機と併用しないこと。

販売名: COOKメモリーハードワイヤバスケット
認証番号: 228AABZX00121000

II 136 胆道結石除去用カテーテルセット (3) 採石用バスケットカテーテル