



Memory II™ 8 Fr Eight Wire Double Lumen Basket

胆管結石と異物の経内視鏡的除去に使用します。





グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 有効長 cm	モノフィラメント バスケットサイズ cm	ハンドル タイプ	最小適合鉗子 チャンネル mm
G25149	MB-35-2X4-8	8	185	2 x 4	エルゴノミック デザイン ピンバイス	3.2
G24737	MB-35-3X6-8	8	193	3 x 6	回転式 ピンバイス	3.2

Soehendra® Lithotriptor Handle(36 頁)(別売)や他の砕石機と併用しないこと。

販売名:COOKエクストラクションバスケットカテーテル

認証番号:228AABZX00065000

Ⅱ 136胆道結石除去用カテーテルセット(3)採石用バスケットカテーテル

