



Memory II™ 8 Fr Eight Wire Double Lumen Baskets

胆管結石と異物の経内視鏡的除去に使用します。

- 形状を維持するモノフィラメントワイヤのバスケット構造
- 8線バスケットデザイン
- 採石を容易にする回転式ピンバイスハンドル (MB-35-3X6-8 のみ)
- ダブルルーメン構造



グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 長 cm	モノフィラメント バスケットサイズ cm	ハンドル タイプ	最小適合鉗子 チャンネル mm
G25149	MB-35-2X4-8	8	200	2 x 4	エルゴノミック デザインピンバイス	2
G24737	MB-35-3X6-8	8	200	3 x 6	回転式 ピンバイス	2

Soehendra® Lithotripter Handle (49 頁) (別売) や他の碎石機と併用しないこと。

販売名: COOK エクストラクションバスケットカテーテル
 認証番号: 228AABZX00065000
 II 136 胆道結石除去用カテーテルセット (3) 採石用バスケットカテーテル



製造販売元
 Cook Japan 株式会社
 〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
 中野セントラルパークイースト
 TEL: 03-6853-9470
 www.cookmedical.co.jp