




Conquest TTC® Lithotripter Cable

機械的に胆管結石を破碎するために使用します。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	ケーブル 径 Fr	ケーブル 長 cm	最小適合鉗子 チャンネル mm
G25472	TTCL-1	8.5	170	3.2

Soehendra® Lithotripter の Handle (36 頁) (別売) および Memory Basket® 7 Fr Soft Wire (頁 27) (別売) に適合。
未滅菌、再使用不可。

販売名: COOK 経内視鏡下碎石ケーブル
届出番号: 13B1X10023ES0002
保険算定不可