





Zilver 635® Biliary Self-Expanding Stent

胆管悪性腫瘍の姑息的治療に使用します。経内視鏡的に挿入し胆管の狭窄部位を拡張し開存を維持します。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	ステント 径 mm	ステント 長 cm	Flexor® イントロデューサ カーテル 径 Fr	Flexor® イントロデューサ カーテル 長 cm	ガイドワイ ヤ 径 inch	MR 条件付き 適合	最小適合鉗子 チャンネル mm
G50616	ZILBS-635-6-4	6	4	6	200	.035		2.8
G50619	ZILBS-635-6-6	6	6	6	200	.035		2.8
G50622	ZILBS-635-6-8	6	8	6	200	.035		2.8
G23811	ZILBS-635-6-10	6	10	6	200	.035		2.8
G23812	ZILBS-635-6-12	6	12	6	200	.035		2.8
G50617	ZILBS-635-8-4	8	4	6	200	.035		2.8
G50620	ZILBS-635-8-6	8	6	6	200	.035		2.8
G50623	ZILBS-635-8-8	8	8	6	200	.035		2.8
G23813	ZILBS-635-8-10	8	10	6	200	.035		2.8
G23814	ZILBS-635-8-12	8	12	6	200	.035		2.8
G50618	ZILBS-635-10-4	10	4	6	200	.035		2.8
G50621	ZILBS-635-10-6	10	6	6	200	.035		2.8
G50624	ZILBS-635-10-8	10	8	6	200	.035		2.8
G23815	ZILBS-635-10-10	10	10	6	200	.035		2.8
G23816	ZILBS-635-10-12	10	12	6	200	.035		2.8



製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL:03-6853-9470
cookmedical.co.jp

販売名: COOK Zilver胆管用ステント

承認番号: 22400BZX00469000

Ⅱ 034 胆道ステントセット (2) 自動装着システム付 ① 永久留置型 イカバーなし