



OASIS® One Action Stent Introduction System

経内視鏡的に挿入し胆管ドレナージ処置のプラスチックステント挿入に使用します。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	プッシャ 径 Fr	ガイディング カテーテル 径 Fr	ガイディング カテーテル 長 cm	ガイドワイヤ 径 inch	最小適合鉗子 チャンネル mm
G22150	OA-8.5	8.5	5	205	.035	3.2
G21739	OA-10	10	6	205	.035	3.7
G21381	OA-11.5	11	6	205	.035	4.2

ST-2 Soehendra Tannenbaum® Biliary Stent (75 頁)、Cotton-Leung® Biliary Stent (59 頁) (別売) に適合。
5 cm 刻みで 4 つのエックス線不透過性マーカ付き。

販売名: ERBDステント
承認番号: 20500BZY00736000
II 034 胆道ステントセット (1)一般型 ②一時留置型 イデリバリーシステム



製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp