





Stent Introducer

経内視鏡的に挿入し胆管ドレナージ処置のプラスチックステント挿入に使用します。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	プッシャ 径 Fr	プッシャ 長 cm	ガイディング カテーテル 径 Fr	ガイディング カテーテル 長 cm	ガイドワイヤ 径 inch	最小適合鉗子 チャンネル mm	備考
Pushing Catheter								
G21771	PC-5	5	170	n/a	n/a	.035	2	
G21774	PC-7	7	170	n/a	n/a	.035	2.8	
G21623	PC-8.5	8.5	170	n/a	n/a	.035	3.2	
G22091	PC-11.5	11	170	n/a	n/a	.035	4.2	
Guiding Catheter								
G22004	GC-5	n/a	n/a	5	320	.035	3.2	8.5 Fr ステントに適合
G22005	GC-6	n/a	n/a	6	320	.035	4.2	10-11.5 Fr ステントに適合

販売名: ERBDステント

承認番号: 20500BZY00736000

II 034 胆道ステントセット (1)一般型 ②一時留置型 イ デリバリーシステム



製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp