


Cotton-Leung® Biliary Stent Sets

経内視鏡的に挿入し胆管ドレナージ処置に使用します。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	ステント 径 Fr	フラップ間 長 cm	プッシャ 長 cm	ガイディング カテーテル 長 cm	ガイドワイヤ 径 inch	最小適合鉗子 チャンネル mm
G21950	CLBS-7-5	7	5	170	n/a	.035	2.8
G21952	CLBS-7-7	7	7	170	n/a	.035	2.8
G21954	CLBS-7-9	7	9	170	n/a	.035	2.8
G21566	CLBS-7-12	7	12	170	n/a	.035	2.8
G21569	CLBS-7-15	7	15	170	n/a	.035	2.8
G21489	CLBS-8.5-5	8.5	5	170	320	.035	3.2
G21492	CLBS-8.5-7	8.5	7	170	320	.035	3.2
G21496	CLBS-8.5-9	8.5	9	170	320	.035	3.2
G21599	CLBS-8.5-12	8.5	12	170	320	.035	3.2
G21600	CLBS-8.5-15	8.5	15	170	320	.035	3.2
G21844	CLBS-10-5	10	5	170	320	.035	3.7
G21847	CLBS-10-7	10	7	170	320	.035	3.7
G21850	CLBS-10-9	10	9	170	320	.035	3.7
G21670	CLBS-10-12	10	12	170	320	.035	3.7
G21673	CLBS-10-15	10	15	170	320	.035	3.7

セットには、ステント、プッシャ、ガイディングカテーテル、ポジショニングスリーブが含まれます。7 Fr ステントにはガイディングカテーテルは含まれません。

66 頁に続く

Cotton-Leung® Biliary Stent Sets

65 頁から続く

グローバル 製品番号	カタログ 番号	ステント 径 Fr	フラップ間 長 cm	プッシャ 長 cm	ガイドワイヤ 長さ cm	ガイドワイヤ 径 inch	最小適合鉗子 チャンネル mm
G22052	CLBS-11.5-5	11.5	5	170	320	.035	4.2
G22056	CLBS-11.5-7	11.5	7	170	320	.035	4.2
G22059	CLBS-11.5-9	11.5	9	170	320	.035	4.2
G22055	CLBS-11.5-12	11.5	12	170	320	.035	4.2

セットには、ステント、プッシャ、ガイドワイヤカテーテル、ポジショニングスリーブが含まれます。7 Fr ステントにはガイドワイヤカテーテルは含まれません。

販売名: ERBDステント

承認番号:20500BZY00736000

II 034 胆道ステントセット (1)一般型 ②一時留置型 アステント+イデリバリーシステム



製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL:03-6853-9470
cookmedical.co.jp