


### Zimmon® Biliary Stent

経内視鏡的に挿入し胆管ドレナージ処置に使用します。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	ステント 径 Fr	ビッグテイル間 長 cm	ガイドワイヤ 径 inch	最小適合鉗子 チャンネル mm
G22034	ZSO-5-4	5	4	.035	2
G22038	ZSO-5-7	5	7	.035	2
G21499	ZSO-5-10	5	10	.035	2
G22105	ZSO-6-4	6	4	.035	2.8
G22109	ZSO-6-7	6	7	.035	2.8
G21998	ZSO-6-10	6	10	.035	2.8
G22161	ZSO-7-4	7	4	.035	2.8
G22167	ZSO-7-7	7	7	.035	2.8
G21707	ZSO-7-10	7	10	.035	2.8

ビッグテイルストレイトナーが含まれます。

販売名: ERBDステント  
承認番号: 20500BZY00736000  
II 034 胆道ステントセット (1)一般型 (2)一時留置型 アステント