


## Geenen® Pancreatic Stent Set with No Internal Flap

経内視鏡的に挿入し膵管ドレナージ処置に使用します。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	ステント 径 Fr	ステント 長 cm	プッシャ 長 cm	ガイドワイヤ 径 inch	最小適合鉗子 チャンネル mm
G21802	GPDS-5-3	5	3	170	.035	2
G21803	GPDS-5-5	5	5	170	.035	2
G21804	GPDS-5-7	5	7	170	.035	2
G21806	GPDS-5-9	5	9	170	.035	2
G21723	GPDS-5-12	5	12	170	.035	2
G21898	GPDS-7-3	7	3	170	.035	2.8
G21899	GPDS-7-5	7	5	170	.035	2.8
G21901	GPDS-7-7	7	7	170	.035	2.8
G21902	GPDS-7-9	7	9	170	.035	2.8
G21939	GPDS-7-12	7	12	170	.035	2.8

セットには、ステント、ポジショニングスリーブおよびプッシャが含まれます。

販売名：ERBDステント  
承認番号：20500BZY00736000  
保険算定不可



製造販売元  
クックメディカルジャパン合同会社  
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1  
中野セントラルパークイースト  
TEL:03-6853-9470  
cookmedical.co.jp