


### Zimmon® Pancreatic Stent Sets

経内視鏡的に挿入し膵管ドレナージ処置に使用します。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	ステント 径 Fr	ステント 長 cm	ガイドワイヤ 径 inch	最小適合鉗子 チャンネル mm
G22162	ZEPDF-5-2	5	2	.035	2
G22165	ZEPDF-5-4	5	4	.035	2
G22169	ZEPDF-5-6	5	6	.035	2
G22173	ZEPDF-5-8	5	8	.035	2
G21425	ZEPDF-7-2	7	2	.035	2.8
G21426	ZEPDF-7-4	7	4	.035	2.8
G21427	ZEPDF-7-6	7	6	.035	2.8
G21428	ZEPDF-7-8	7	8	.035	2.8

セットには、ステントおよびプッシャが含まれます。

販売名: ERBDステント  
承認番号: 20500BZY00736000  
保険算定不可



製造販売元  
クックメディカルジャパン合同会社  
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1  
中野セントラルパークイースト  
TEL: 03-6853-9470  
cookmedical.co.jp