





Zimmon® Pancreatic Stent Sets with No Flap

経内視鏡的に挿入し膵管ドレナージ処置に使用します。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	ステント 径 Fr	ステント 長 cm	ガイドワイヤ 径 inch	最小適合鉗子 チャンネル mm
G21920	ZEPDS-5-2	5	2	.035	2
G21923	ZEPDS-5-4	5	4	.035	2
G21924	ZEPDS-5-6	5	6	.035	2
G21926	ZEPDS-5-8	5	8	.035	2
G22041	ZEPDS-7-4	7	4	.035	2.8
G22042	ZEPDS-7-6	7	6	.035	2.8
G22045	ZEPDS-7-8	7	8	.035	2.8

セットには、ステントおよびブッシュが含まれます。

販売名: ERBDステント
承認番号:20500BZY00736000
保険算定不可