


Soehendra® Stent Retriever

ガイドワイヤを設置した状態で、膵胆管に留置されているステントを回収するために使用します。

- テーパースクリュータイプの先端チップ
- 先端にトルクを伝えやすいケーブル



グローバル 製品番号	カタログ 番号	回収可能 ステント 径 Fr	ステント リトリーバ 長 cm	ガイドワイヤ 径 inch	最小適合鉗子 チャンネル mm
G21937	SSR-7	7	180	.035	2.8
G21661	SSR-8.5	8.5	180	.035	3.2
G22205	SSR-10	10	180	.035	3.7
G21535	SSR-11.5	11.5	180	.035	4.2

Standard Wire Guide (15 頁) (別売) の使用が推奨されます。

販売名: COOKソーヘンドラステントリトリーバー
届出番号: 13B1X10023ES0009
保険算定不可