


Oasis® One Action Stent Introduction System Preloaded with ST-2 Soehendra Tannenbaum® Biliary Stent

経内視鏡的に挿入し胆管ドレナージ処置に使用します。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	ステント 径 Fr	フラップ間 長 cm	プッシュ 長 cm	ガイディング カテーテル 径 Fr	ガイディング カテーテル 長 cm	ガイドワイヤ 径 inch	最小 適合鉗子 チャンネル mm
G26846	OATS-8.5-5	8.5	5	170	5	205	.035	3.2
G26848	OATS-8.5-7	8.5	7	170	5	205	.035	3.2
G26849	OATS-8.5-9	8.5	9	170	5	205	.035	3.2
G26853	OATS-8.5-12	8.5	12	170	5	205	.035	3.2
G26854	OATS-8.5-15	8.5	15	170	5	205	.035	3.2
G26858	OATS-10-5	10	5	170	6	205	.035	3.7
G26859	OATS-10-7	10	7	170	6	205	.035	3.7
G26860	OATS-10-9	10	9	170	6	205	.035	3.7
G26863	OATS-10-12	10	12	170	6	205	.035	3.7
G26864	OATS-10-15	10	15	170	6	205	.035	3.7
G26836	OATS-11.5-5	11.5	5	170	6	205	.035	4.2
G26837	OATS-11.5-7	11.5	7	170	6	205	.035	4.2
G26838	OATS-11.5-9	11.5	9	170	6	205	.035	4.2

セットには、プレロードされた ST-2 Soehendra Tannenbaum® Biliary Stent (75 頁)、プッシャ、ガイディングカテーテル、ポジショニングスリーブが含まれます。

販売名: ERBDステント
承認番号: 20500BZY00736000
II 034胆道ステントセット (2)自動装着システム付 ②一時留置型



製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp