





Tri-Tome pc® Triple Lumen Sphincterotome

膵胆管へのカニュレーションおよび乳頭括約筋切開術に使用します。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	先端形状	カテーテル 長 cm	ガイドワイヤ 径 inch	カッティング ワイヤ長 mm	カッティング ワイヤタイプ	最小 適合鉗子 チャンネル mm
Tri-Tome pc® Protector™								
G49197	TRI-25M-P*	7	DomeTip	200	.035	25	モノフィラメント プロテクタ	2.8
Tri-Tome®								
G22584	TRI-20M	7	DomeTip	200	.035	20	モノフィラメント	2.8
G22557	TRI-30M	7	DomeTip	200	.035	30	モノフィラメント	2.8

*販売名: COOK/パピロトミーナイフ
認証番号: 226AABZX00013000
保険算定不可

販売名: パピロトミーナイフ
承認番号: 15900BZY00883000
保険算定不可



製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp