




Huibregtse® Triple Lumen Needle Knife

標準的なカニュレーション法が困難な場合の乳頭括約筋の切開に使用するプレカットナイフです。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 先端径 Fr	カテーテル 長 cm	先端形状	ガイドワイヤ 径 inch	カッティング ワイヤ長 mm	最小適合鉗子 チャンネル mm
G24885	HPC-3	7	5	200	テーパ	.035	4 可変	2.8

販売名: パビロトミーナイフ
承認番号: 15900BZY00883000
保険算定不可