





Huibregtse® Single Lumen Needle Knife

標準的なカニュレーションが困難な場合の乳頭括約筋の切開に使用するプレカットナイフです。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 長 cm	ガイドワイヤ 径 inch	カッティング ワイヤ長 mm	最小適合鉗子 チャンネル mm
G22037	HPC-2	5	200	.035	4	2

販売名：パピロトミーナイフ
承認番号：15900BZY00883000
保険算定不可