


Roadrunner® Extra Support Wire Guide

ERCP 中、カニューレションを容易にし、スムーズな通過性をサポートします。

- Roadrunner® の X 線不透過性に優れたプラチナ製コイル型スプリングチップが高い操作性を提供



グローバル 製品番号	カタログ 番号	ガイドワイヤ 径 inch	ガイドワイヤ 全長 cm	X 線不透過性 マーカ長 cm	先端形状
G22419	RR-18-480	.018	480	3	ストレート型
G22416	RR-18-480-A	.018	480	3	カーブ型

必ず乳頭括約筋切開術前に抜去すること。

販売名:クックガイドワイヤー(ヘパリンなし)
承認番号:21500BZY00336000
保険算定不可