





Hercules® 3 Stage Balloon

内視鏡下による食道狭窄部の拡張に使用します。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 長 cm	バルーン 径 mm	バルーン 長 cm	圧力 atm	圧力 psi	最小適合鉗子 チャンネル mm
G31928	HBD-8-9-10	7	180	8-9-10	8	4-6-8	60-90-120	2.8
G31925	HBD-10-11-12	7	180	10-11-12	8	2-4-6	30-60-90	2.8
G31926	HBD-12-13.5-15	7	180	12-13.5-15	8	2-4-6	30-60-90	2.8
G48732	HBD-15-16.5-18	7	180	15-16.5-18	8	2-4-6	30-60-90	2.8
G31927	HBD-18-19-20	7	180	18-19-20	8	2-4-6	30-60-90	2.8

圧ゲージ付き 60 mL (cc) シリンジ (別売) を使用してください。

販売名: COOK食道拡張用バルーンダイレーター
届出番号: 13B1X10023ES0001
保険算定不可