


Memory Basket® Polyp Retriever

ポリープ切除術後に内視鏡的にポリープを除去するために使用します。

- モノフィラメントワイヤ



グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 長 cm	バスケット 径 cm	ハンドルタイプ	最小適合鉗子 チャンネル mm
G21693	MPB-2X4-8	7	240	2 x 4	回転式 ピンバイス	2.8
G22106	MPB-3X6-8	7	240	3 x 6	回転式 ピンバイス	2.8

Soehendra® Lithotripter Handle (49頁) (別売) や他の碎石機と併用しないこと。
未滅菌、再使用可能。

販売名: COOK ポリープリトリーバー
届出番号: 13B1X10023ES0008
保険算定不可