


EchoTip ProCore® HD Ultrasound Biopsy Needle

消化管内の、またはこれらに隣接する粘膜下病変、縦隔腫瘍、リンパ節、および腹腔内腫瘍の超音波内視鏡下の微細針生検(FNB)に使用します。

- ニードル先端のデザインが採取率を向上と、組織学的に重要なサンプルの採取に貢献
- 高精密ディンプリングパターンにより、ニードルの優れた視認性を実現
- 人間工学的に握りやすく操作しやすいハンドル
- 安全ロックリングが容易にスライドするため、針管伸長時に希望の位置でロック可能
- ニードル先端がカテーテル内に完全に格納されていることを示す「ゼロリファレンスマーク」
- 超音波内視鏡の鉗子チャンネル長に合わせてシース長を調整可能なシース一体型アジャスタ



グローバル 製品番号	カタログ 番号	ニードルサイズ ゲージ	シース サイズ Fr	ニードル伸長 調整可能域 cm	スタイレット タイプ	最小適合鉗子 チャンネル mm
G53585	ECHO-HD-19-C	19	4.8	0-8	ボール型チップ	2
G34785	ECHO-HD-3-20-C*	20	7.95	0-8	ボール型チップ	2
G55736	ECHO-HD-22-C	22	5.2	0-8	ボール型チップ	2
G55738	ECHO-HD-25-C	25	5.2	0-8	ベベル型チップ	2

カテーテル長は0～5 cmで調整可能。
5 cc および 10 cc 真空ロックシリンジが含まれます。

販売名: COOK生検針EchoTip ProCore
認証番号: 224AABZX00007000
保険算定不可

*販売名: COOK超音波内視鏡下生検針EchoTip ProCore
*認証番号: 227AABZX00120000
*保険算定不可



製造販売元
Cook Japan 株式会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
www.cookmedical.co.jp