




### EchoTip® Ultra Endoscopic Ultrasound Needle

消化管内の、またはこれらに隣接する粘膜下病変、縦隔腫瘍、リンパ節、および腹腔内腫瘍の超音波内視鏡下の微細針生検（FNA）に使用します。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	ニードルサイズ ゲージ	シース サイズ Fr	ニードル伸長 調整可能域 cm	スタイレット タイプ	最小適合鉗子 チャンネル mm
G31520	ECHO-19	19	5.2	0-8	ボール型チップ	2.8
G31521	ECHO-3-22	22	5.2	0-8	ボール型チップ	2.8
G31519	ECHO-25	25	5.2	0-8	ボール型チップ	2.8

シース長は 0 ～ 5 cm で調整可能。  
10 cc 真空ロックシリンジ（5 cc 調整機能付き）が含まれます。

販売名：ニードルカテーテル  
認証番号：21100BZY00604000  
保険算定不可



製造販売元  
クックメディカルジャパン合同会社  
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1  
中野セントラルパークイースト  
TEL:03-6853-9470  
cookmedical.co.jp