




4, 6, 10 Shooter® Universal Saeed® Multi-Band Ligator

胃食道接合部または接合部より上部の食道静脈瘤の内視鏡下での結紮に使用します。

- 多くの内視鏡と適合することにより、在庫管理を簡便化
- 2股になったトリガコードと陥凹バンドの付いた Opti-Vu® バレルは、より広い視野の内視鏡画像を実現
- 最後から2本目のバンドが白色のため、バンド残数の確認が可能



グローバル 製品番号	カタログ 番号	内視鏡 外径 mm	バンド数	最小適合鉗子 チャンネル mm
G31917	MBL-U-6	8.6-11.3	6	2.8
G31919	MBL-U-10	8.6-11.3	10	2.8

キットには、結紮バンド付き Opti-Vu バレル、トリガコード、ローディングカテーテル、ハンドル、洗浄用アダプタが含まれます。

注意：本品は天然ゴムラテックスを使用しているため、アレルギー反応を惹起する場合があります。

未滅菌

販売名：クックマルチバンドリゲーター

承認番号：21900BZX00860000

II 098 内視鏡的食道静脈瘤結紮セット (2) 内視鏡的食道静脈瘤結紮セット (連発式)



製造販売元
Cook Japan 株式会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
www.cookmedical.co.jp