




Fusion® Cytology Brush

胆管系の細胞採取に使用します。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 長 cm	ガイドワイヤ 径 inch	ブラシ 径 mm	ブラシ 長 cm	フィリフォーム チップ長 cm	最小 適合鉗子 チャンネル mm
G31525	FS-CB-1.5-S	8	200	.035	3	2.5	1.5	4.2/ 3.2*

* オーバーザワイヤ実施時は 3.2 mm の鉗子口径を使用できます (カテーテル最大外径 2.67 mm)

販売名: COOK生検ブラシ
届出番号: 13B1X10023ES0005
保険算定不可



製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp