




Fusion® Extraction Balloon

胆管結石の経内視鏡的除去と造影剤注入に使用します。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 先端径 Fr	カテーテル 長 cm	ガイドワイヤ 径 inch	バルーン 径 mm	インジェクション ポート	最小適合鉗子 チャンネル mm
G31537	FS-8.5-12-15-A	7	5	200	.035	8.5 12 15	上方造影 バルーン	3.2*
G31538	FS-8.5-12-15-B	7	5	200	.035	8.5 12 15	下方造影 バルーン	3.2*

注意：本製品は天然ゴムラテックスを使用しているため、アレルギー反応を惹起する場合があります。

* オーバーザワイヤ実施時は 3.2 mm の鉗子口径を使用できます（カテーテル最大外径 2.24 mm）

販売名：COOKエクストラクションバルーンカテーテル-2
認証番号：230AABZX00086000
Ⅱ 136胆道結石除去用カテーテルセット (2)経内視鏡バルーンカテーテル ②トリプルルーメン