


Use the Vascular Retrieval Forceps to grasp and retrieve foreign bodies with ease.



VASCULAR RETRIEVAL FORCEPS

Low-profile design


3 Fr のスリム設計により、目的部位にスムーズに到達します。

Operate simple gripping jaws.

操作しやすい把持部で異物をしっかりと捕らえ、血管から容易に除去することができます。

View easily under fluoroscopy.

ブレード状シャフト、把持部および先端のスプリングコイルはエックス線透視下で目視することができます。



VASCULAR RETRIEVAL FORCEPS

- スリム設計により、内径 0.045 inch より大きいカテーテルの止血バルブから挿入できます。
- ステンレス製ブレイド状シャフトと強力な把持部が特徴です。
- 先端スプリングコイルは、操作中に誤って血管壁を傷つけるのを防ぎます。

グローバル 製品番号	カタログ 番号	Fr	長さ cm
G07187	VRF-3.0-120	3	120

販売名: 血管内異物除去用カテーテルセット
承認番号: 16000BZY00517000

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktw@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

