



## オープンエンド尿管カテーテル

排液と逆行性腎盂造影のために使用します。オープンエンドチップにより、ループまたは、狭窄した尿管内で進行できるようにガイドワイヤに被せて留置できます。



グローバル 製品番号	カタログ番号	Fr	長さ cm	適合サイズ inch/mm	個 /1セット
G14818	020013	3.0	70	.018/.46	1
G14429	020014	4.0	70	.025/.64	10
G14274	020015	5.0	70	.038/.97	10
G14430	020116	6.0	70	.038/.97	10
G14415	020017	7.0	70	.038/.97	10
G14456	020018	8.0	70	.038/.97	10
<b>モディファイド</b>					
G16193	020015-S13	5.0	120	038/.97	1

販売名：COOK尿管カテーテル-2  
承認番号：302AABZX00020000  
保険算定不可