




バルーン尿管ダイレータ

尿管拡張用のバルーンダイレータです。



グローバル 製品番号	カタログ番号	Fr	長さ cm	バルーン 拡張径 mm	バルーン長 cm	定格破裂圧 atm
セット						
G14320	010014	7.0	65	6	4	4.083
G14422	010015	5.0	65	5	4	2.722
バルーンカテーテルのみ						
G14261	010004	7.0	65	6	4	4.083
G14608	010005	5.0	65	5	4	2.722

販売名：尿管カテーテル

承認番号：16000BZY00365000

保険算定区分：II 135尿路拡張用カテーテル(1)尿管・尿道用