




UPJ閉塞バルーンカテーテルセット

経皮的碎石術時、および造影剤注入のため、尿管腎盂移行部を一時的に閉塞して、結石断片が尿管に入ることを防ぎます。取り外し可能な拡張/注入アダプタにより、カテーテル留置後に膀胱鏡を抜去できます。



グローバル 製品番号	カタログ番号	Fr	長さ cm	バルーン素材
G14791	028005	5.3	75	シリコーン
G14337	028006	6.0	75	シリコーン

販売名：COOK 尿管閉塞用バルーンカテーテル
承認番号：302AABZX00006000
保険算定不可